

その効果は患者さんの
笑顔が証明します。

これからの歯科業界を変える!! この機能、この進化・・・

VPシステム

インフォームド Consent 用 画像管理ソフト

(Windows Vista, Windows 7 対応)

- **驚異の画像表示速度**
業務効率を大幅UP!!
研究機関採用クラスの性能
- **データベースとして**
データを組み合わせ、画像
の比較を簡易化
- **時系列表示も可能**
部位別に治療経過を表示
説明もシンプルに
- **簡単な操作でOK**
画像のトリミング/拡大/
外部への保存が可能に



- **院内LAN対応**
サーバー機やチェアサイド
の子機とデータ連携
 - **画期的な低価格**
真似できない価格を実現
- 1ライセンス(スタンドアロン) 59,800 円(税込)
 - 3ライセンス(LAN 構成) 128,000 円(税込)
 - +1 ライセンスにつき 30,000 円(税込)

まずは無料体験版CDをお試しください!

VPシステムは
高機能でこの価格!

次代のインフォームド Consent に威力を発揮!
歯科業界の常識を変える画像管理ソフト —— VPシステム

■ 企画・開発・販売元

有限会社 IT サプライ

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-2 1713

■ お問い合わせはお気軽に

Phone 03-3406-1190

E-mail: info@it-supply.com URL: http://it-supply.com

販売価格

59,800円[税込]~



歯科インフォームドコンセント用デジタル画像管理ソフト

VPシステムは画像取り込み、編集、印刷、院内LAN対応を一つのアプリケーションに収めた口腔内写真用の画像管理ソフトです。米国LEAD Technologies社の医療用画像表示ユニットの最新版を組み込むことで画像表示の高速化を可能としました。また、備えられたLAN機能による各チェアサイドや個室での画像管理は、インフォームドコンセントや症例研究で役立ちます。

画像取り込み

- ・メモ리카ード内の画像データを、パソコンの指定した場所に自動で移動と蓄積を行う機能があります。
- ・画像は何千枚取り込んでも表示速度が変わらず、長期的な運用が可能です。

編集機能

- ・鏡像処理／表裏反転／上下反転／回転角度指定／明暗／コントラストの調整が出来ます。
- ・編集した画像は、差し替え／追加／削除／印刷が可能です。

プレゼンテーション

- ・ドラッグ&ドロップで画像の比較写真を表示します。
- ・全ての画像は拡大表示、高速で表示切替が可能です。
- ・画像データの外部出力機能により、PowerPointなどで編集する際にもご使用いただけます。

プランニング


- ・画像を部位ごとに時系列で閲覧、印刷出来ます。
- ・症例研究や長期間の治療経過の説明に有効です。
- ・見積書・治療計画書の作成、印刷が可能です。

データベース

- ・患者様のカルテナンバー／お名前／コメントごとに画像を検索することが出来ます。
- ・親機と各子機のデータを院内ネットワークで共有出来ます。
※2台以上のライセンスとネットワーク環境が必要です。
- ※出張による設置・ご説明をご希望の場合、交通費・サポート代金が別途発生いたします。

- ・まずは無料体験版CDをお試しください!
- ・ご使用の際は、体験版CD内の説明書をご覧ください。
- ・CD-ROMドライブに体験版CDを入れ、「ユーザーズマニュアル.pdf」を取り出してください。

■拡大表示



■部位時系列表示



■治療前後比較表示



■VPシステムの動作に必要なシステム

- OS:日本語WindowsXP SP3 またはWindowsVista SP2、Windows7 ●CPU:Pentium800MHz相当以上
- メモリ:256MB以上 (1GB以上を推奨) ●ハードディスク:150MB以上 (1GB以上の空き領域を推奨)
- ディスプレイ:XGA (1024×768) 以上の解像度、High Color (16ビット/65000色) 以上
- マウス:日本語Windowsで使用可能なマウス、または互換性のあるポインティングデバイス
- ※セットアップには CD-ROMドライブが必要です。

Windows®は、米国Microsoft Corporation®の、その他記載されている製品名及び社名は米国およびその他の国におけるそれぞれ各社の登録商標または商標です。その他カタログに記載されている商品名は、各社の登録商標または商標です。掲載商品の仕様および外装などは、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

これからの歯科医院様を強力にサポートします。



有限会社 ITサプライ

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-2 1713
Phone.03-3406-1190 Fax.03-6310-2036


VPsystem 3.0 visual picture

■ 体験版プログラムのインストール完了までの流れ


1. 弊社HPのトップ画面で **[無料体験版]** をクリックしてください。
2. 「ファイルのダウンロード」画面では「保存」を選び、保存先をデスクトップに指定してください。
3. デスクトップに[アプリケーション]が出現しますので、マウスをダブルクリックしてください。




4. Self-Extractor Setup画面では、**[はい]**を選択してください。



5. 展開先(ファイルの保存先)の指定画面では、そのまま[OK]を押してください。**アプリケーション※**が解凍されると同時に、自動的に**体験版プログラムのインストール**が開始されます。




※ 解凍された後に出来る黄色いフォルダは捨てずにデスクトップなどに保存してください。このフォルダ内にサンプル画像や説明書(ユーザーズマニュアル.pdf)が入っております。




6. 画面の指示に従って頂き、VPシステムのインストールを開始してください。(次の頁をご覧ください)

VPsystem 3.0 visual picture


次へ




同意しますにチェック — 次へ




変更せず、次へ



そのまま次へ



しばらくしてインストールが完了したら、完了をクリックします→



画面に「VPシステムのアイコン」が表示されればインストールは完了です



ご使用方法は・・・インストール完了後にデスクトップに作成されたフォルダ(黄色)をダブルクリックして、[ユーザーズマニュアル.pdf]をデスクトップに保存してご覧ください。